

 	CATÉTER PERIFÉRICO CORTO	LÍNEA MEDIA (Catéter periférico largo)	PICC (Catéter central de inserción periférica)	CVC TUNELIZADO (Hickman)	CVC NO TUNELIZADO (Yugular, Subclavia)	RSV (Reservorio)
CUIDADOS INTRA-LUMINALES	Retirar vía periférica sin uso	<p>Lavar con 10 cc S.F tras cada medicación push-stop-push en Uso intermitente y al menos una vez cada 24 h. en el turno de mañana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heparinizar con Fibrilin® 3/5 ml (20 U/ml) monodosis en jeringa de 10 ml. Presión (+) ▪ Extracción sanguínea: Stop perfusión, lavar con 10 ml S.F., desechar 10 cc de sangre, extraer muestra y volver a lavar con 10 ml S.F. En el caso de extracción de Hemocultivos, utilizar técnica estéril y cambiar el tapón conector antes de la extracción. ▪ Fluidoterapia continua: Utilizar bomba de infusión para evitar la interrupción de la misma y el consiguiente éstasis venoso. ▪ Infusión es intermitente: Sólo bomba de infusión si lo precisa el tratamiento prescrito. 				
CUIDADOS EXTRA-LUMINALES	Técnica aséptica Apósito poliuretano transparente	<p>Técnica estéril</p> <p>Desinfección: inserción con Clorhexidina alcohólica. Cura: Clorhexidina acuosa. Dejar secar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primeras 24- 48 h apósito gasa ▪ Posteriormente poliuretano transparente <p>Cambio de apósito transparente C/ 7 días. Cambio de dispositivo de Sujeción C/ 7 días</p>				

fzero



<p>CADA DÍA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Cambio sistema de infusión de medicación. ➢ Cambio sistema NPT con técnica estéril. ➢ Revisión punto de inserción. ➢ Salinización push-stop-push en uso intermitente tras cada uso. ➢ Salinización push-stop-push en uso continuo cada 24 h en turno de mañana. <p>CADA 2 DÍAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Cambio apósito de gasa. ➢ Heparinizar la luz sin uso de PICC y vías centrales con 3ml/5ml de Fibrilin® <p>CADA 5 DÍAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Cambio sistema de Infusión de la sueroterapia, llave de 3 vías y conectores y cambio equipo completo. <p>CADA 7 DÍAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Cambio apósito transparente. ➢ Cambio dispositivo de sujeción de PICC y Línea Media. ➢ Cambiar palomilla subcutánea. ➢ Cambio aguja de reservorio. ➢ Heparinizar PICC sin uso con 3ml/5ml Fibrilin® <p>CADA MES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Heparinizar reservorio con 3ml/5ml Fibrilin.® <p><input type="checkbox"/> Consultar la guía para la administración de fármacos por vía intravenosa: vía periférica/línea media/vía central</p> <p><input type="checkbox"/> No administrar por línea media medicación irritante o vesicante.</p> <p><input type="checkbox"/> Consultar los procedimientos del CHN</p>	  <p>fzero</p> 
---	--